

Änderungsdokumentation

Version 7.50.047

(veröffentlicht am 18.09.2020)

Es wurde eine sicherheitskritische Programmfunktion verbessert.

Verbesserungen

- Sensordaten - Ausgabe der Sensordaten im Arztbrief
neue Word-Vorlagen mit angepassten Seriendruckfeldern werden mit ausgeliefert
- Insulinpumpen - Insulinpumpe Medtronic Minimed 770G hinzugefügt
- integrierter Arztbrief - Ausgabe der Fußzeilen verbessert
- Kontextmenü - Anzeige des Kontextmenüs von RadioGroups verbessert

Fehlerkorrektur

- Behandlungsplan - Fehler bei Anzeige des Behandlungsplans bei leerer Insulintherapie behoben

Version 7.50.046

(veröffentlicht am 02.09.2020)

Verbesserungen

- Sensordaten - bei Exportdateien aus Diasend wird nun das verwendete Sensorgerät verarbeitet
Verarbeitung mit unbenannten Sheets in den Excel-Dateien verbessert
Import von Daten aus Freestyle Libre View und Dexcom Clarity verbessert
- Patientensuche - Suche nach Geburtsdatum verbessert
- Datenimport - Button zum Neuanlegen aller Patienten nun auch beim Import aus KIS/PVS verfügbar
- Daten löschen - Nach dem Löschen von Daten wechselt DPV in die Hauptmaske zurück
- Einheit Kohlenhydrate - bei einem Patienten zuletzt verwendete Einheit der Kohlenhydrate wird nun standardmäßig auch beim nächsten Termin verwendet

Fehlerkorrektur

- Arztbrief - Problem mit Ausgabe der Medikation behoben
- Datenbankupdate - Problem beim Wechsel zu DPV 7 mit eigenen Masken behoben

Version 7.50.045

(veröffentlicht am 10.08.2020)

Weiterentwicklungen

- Arztbriefdruck - Übersicht gedruckter Briefe analog zu DPV 6
- Einheitendefinition - Übersicht bestehender Einheitendefinitionen

Verbesserungen

- Programmführung - Eingabeformat für BZ-Werte beim Abgleich des Messgeräts und innerhalb der stationären Tage verbessert
Problem beim Klick auf "obige Therapie übernehmen" bei der Insulintherapie behoben

Fehlerkorrektur

- Kontextmenü - Fehler beim Aufruf des Kontextmenüs bei Datumsfeldern behoben
- Zusammenfassung - Problem bei der SDS-Berechnung behoben
Problem bei der Beschriftung der Profile behoben
- Datenimport - Problem bei Abgleich behoben

Version 7.50.044

(veröffentlicht am 29.07.2020)

Weiterentwicklungen

- Serienbrieffunktion - Serienbrieffunktion analog zu DPV 6
- Insuline - neues Insulin Lyumjev® hinzugefügt
- Diabetespass - Pass "Erwachsene 2017" hinzugefügt
- Geschlecht - neue Optionen "divers", "Transgender männlich", "Transgender weiblich"
genderneutrale Ausgaben in DPV und in den Ausgaben
neue Word-Vorlagen mit angepassten Formulierungen werden mit ausgeliefert
- Importeinstellungen - Ausschlussliste von Laborwerten, die nicht in das Feld "weitere Befunde" übernommen werden sollen (z.B. in DPV berechnete Werte)
- Update-Info - bei neuen Updates wird nun ein Hinweis auf der Startseite angezeigt
- Nephropatie - Eingabe weiterer Urinalbumin-Messungen wieder über die Verlaufsmaske möglich

Verbesserungen

- Fuzzy-Datum - Info zu Datumsangaben, die nicht tagesgenau angegeben werden müssen, wird jetzt immer rechts neben dem Datumsfeld angezeigt
- Datenimport - Doppelklick auf "neu laden" der Importdaten wird unterbunden
- Arztbrief - Ausgabe 4-stelliger PLZ
Formulierung für den Test des BZ-Messgeräts des Patienten verbessert
Formulierung für Patienten, die nicht geschult werden konnten, verbessert

- integrierter Arztbrief - Abstand zwischen Betreff und Anrede vergrößert
- Word-Arztbrief - Funktion "Speichern als" optimiert
Vorlagen werden jetzt als DOCX ausgeliefert
- Rote Liste - Auf Stand 1. Halbjahr 2020 aktualisiert
- Medikamente - Zuordnungen zu Roter Liste verbessert
- Insulinpräparate - neue Gruppe "ultra schnell wirksame Analoga"
- Frei wählbare Patientengruppe - Suche nach Patienten mit Makulopathie verbessert
Suche nach Dauer der Länge eines stationären Aufenthalts hinzugefügt
Suche nach Patienten, die in einem Zeitraum betreut wurden verbessert
Validierung der Suchkriterien verbessert
- Lizenzvertrag - bei Demoversion wird ein Hinweis angezeigt, dass die DPV-Signatur bei einem Wechsel zu DPV 7 in der Datensicherung enthalten ist - es wird keine neue Signatur benötigt
- Benutzerführung - beim Wechsel in ein Eingabefeld wird der komplette Text markiert
bei Datumsfeldern werden die Punkte automatisch eingefügt
- Behandlungsplan - leerer Korrekturfaktor wird nicht mehr angezeigt
- Datensicherung/anonymisierter Export - Position des Buttons zur Auswahl des Pfades nach links verschoben
- Mukoviszidose-Untermaske - Berechnung FEV1/VC verbessert
- Ausdruck Etikettenpass - Druck über Netzwerkdrucker verbessert

Fehlerkorrektur

- Frei wählbare Patientengruppe - Fehler beim Export der Patientendaten nach Excel behoben
- Zusammenführen doppelter Patienten - Fehler behoben
- Einlesen Versichertenkarte - Problem bei der Verarbeitung von Umlauten verbessert

Version 7.50.043

(veröffentlicht am 12.06.2020)

Weiterentwicklungen

- Strukturqualität - Eingabe für die Strukturqualität Pädiatrie ist jetzt möglich

Fehlerkorrektur

- Frei wählbare Patientengruppe - Fehler bei der Suche nach stationären Terminen verbessert

Version 7.50.042

(veröffentlicht am 05.06.2020)

Verbesserungen

- Performance - Aufruf der Insulintherapie beschleunigt
Auswahl von Patienten bei der Druckausgabe (z.B. Arztbrief, Behandlungsplan) beschleunigt
Anzeige der Patientenlisten beschleunigt
- Eingabemasken - Hintergrundfarbe kann in den Systemeinstellungen geändert werden
- Benutzerführung - Wechsel mit Tab-Taste und Enter-Taste verbessert
- Client-Update-Dienst - Einrichtung und Aufruf des Dienstes verbessert

Fehlerkorrektur

- Arztbrief - Probleme beim Word-Arztbrief mit Office 2007 und Office 2010 behoben
- Datensicherung/Export für Benchmarking - Problem behoben, wenn auf Zielverzeichnis per UNC zugegriffen wird
- Export für Benchmarking - Problem mit Indexdateien bei DDG-Anerkennung behoben

Version 7.50.041

(veröffentlicht am 15.05.202)

Verbesserungen

- Textbausteine - Textbausteine für COVID-19-Diagnostik hinzugefügt
- Alkoholrechner - Alkoholrechner ist jetzt verfügbar
- Frei wählbare Patientengruppe - Suche nach Telemedizinkontakten
- Schulungen - Dokumentation der Schulungsart "online" jetzt möglich
- Word-Arztbrief - Verwendung von Vorlagen im DOCX-Format jetzt möglich
- Benutzerführung - Wechsel von Reitern per Tab-Taste möglich
Wechsel zwischen den Feldern mit Enter-Taste möglich
- Sensordaten - Berechnetes Feld für GMI
Berechnetes Feld für Anteil Glukose-Werte > 180 mg/dl
- Medikation - orales Semaglutid hinzugefügt

Fehlerkorrektur

- Patiententransfer - Problem bei der automatischen Zuordnung von Patientendaten behoben
- HL7-Import - Problem beim ermitteln der sendenden Einrichtung behoben

Version 7.50.040

(veröffentlicht am 23.04.2020)

Verbesserungen

- Zugriff auf Datenbank - Datensatzsperrern sollten nun besser entfernt werden, wenn es zu Programmabstürzen kam

- Druck Behandlungsplan - Behandlungsplan Pumpe wird nun wieder in ein Dokument gedruckt
- Telemedizin - Eingabe in "Weitere Befunde" jetzt möglich
- Telemedizin - Erstellen des Arztbriefes für Telemedizinkontakte jetzt möglich (Achtung: Eventuell Anpassungen in Word-Vorlagen notwendig)
- Sensordaten - Import für Dexcom Clarity/Diasend/SmartPix verbessert
- Sensorgeräte - Medtronic Guardian 2 (Link) und Guardian 3 hinzugefügt

Fehlerkorrektur

- Arztbrief - Ausgabe der Schulung bei weiteren Untersuchungen verbessert
- DMP-D-Doc - Übergabe von Umlauten im Patientennamen verbessert

Version 7.50.039

(veröffentlicht am 05.03.2020)

Verbesserungen

- Anzeige DPV-Homepage im Info-Button
- Anzeige des Korrekturfaktors im Word-Arztbrief
- Neue Pumpe Roche Accu Chek Solo
- Import von Sensordateien aus Dexcom Clarity verbessert

Fehlerkorrektur

- DMP-EMILIE - Problem bei der Prüfung der Augenuntersuchung behoben

Version 7.50.038

(veröffentlicht am 27.02.2020)

Weiterentwicklungen

- Schulungsübersicht ist jetzt verfügbar

Verbesserungen

- BDT/GDT/LDT-Schnittstelle - Ersetzung der Umlaute bei Übernahme nicht zuordenbarer Laborparameter in weitere Befunde
- DMP-EMILIE - Übergabe der Augenuntersuchung verbessert
- DMP-EMILIE - Übergabe der Begleiterkrankungen verbessert
- DMP-EMILIE - Übergabe der Spritzstellen verbessert
- DMP-EMILIE - Übergabe Rauchen verbessert
- COACH - Übernahme der Fragebogenwerte von Tablet verbessert
- Arztbrief - Anzahl der Kopien funktioniert wieder wie im bisherigen DPV

- Word-Arztbrief - Druck über Druckauswahl zeigt Druck-Dialog aus Word an

Version 7.50.037

(veröffentlicht am 07.02.2020)

Weiterentwicklungen

- GDT-Import - Verarbeitung von Laborwerten hinzugefügt

Verbesserungen

- Integrierter Arztbrief - Seitenumbruch innerhalb der empfohlenen Therapie verbessert
- Integrierter Arztbrief - Abstand nach Kommentar vergrößert
- Sensordaten - Import für mehrere Formate verbessert
- Aktualisierung Client - Automatische Aktualisierung des DPV 7-Clients über DPV 7-Server verbessert

Fehlerkorrektur

- Interne Statistik - Fehler beim Aufruf behoben
- Interne Statistik - Fehler bei der Berechnung behoben

Version 7.50.036

(veröffentlicht am 17.01.2020)

Verbesserungen

- Watchdogs - Grenzerre bei der Kontraindikation von Metformin bei Niereninsuffizienz verbessert
- eGFR - Berechnung verbessert
- Sensordaten - Aufbereitung von Dateien aus Dexcom Clarity verbessert
- Word-Arztbrief - Übergabe der Faxnummer mit Präfix analog zu bisherigem DPV
- Word-Arztbrief - neues Seriendruckfeld für Faxnummer ohne Präfix
- Leitlinien - Leitlinien sind nicht mehr in DPV verfügbar - da nicht aktuell
- Etikettendruck Diabetespass - Ausrichtung des Ausdrucks verbessert
- Importschnittstelle - Button zum Abbruch der Auswahl hinzugefügt, wenn alle Patienten in der Liste selektiert wurden

Version 7.50.035

(veröffentlicht am 19.12.2019)

Verbesserungen

- Arztbrief - Anzeige der Percentile verbessert

- Integrierter Arztbrief - Abstand vor Arztbrief angepasst
- Word-Arztbrief - Tabulatoren für Laborwerte verbessert
- Importschnittstelle - Sortierung der Patienten nach Namen

Fehlerkorrektur

- Export Benchmarking - Problem behoben, wenn eine bestimmte Datei nicht vorhanden ist
- Betreuender Arzt - Änderung des Namens verbessert
- Datenbankupdate - Problem bei Übernahme der Importeinstellungen verbessert
- DMP-Export - Export von Patienten ohne Verlaufsdaten verbessert
- Migration DPV 7 - Problem bei der Übernahme von Sensorprofilen behoben

Version 7.50.034

(veröffentlicht am 21.11.2019)

Fehlerkorrektur

- Indexreorganisation - Problem bei der Indexreorganisation behoben
- Arztbrief - Anzeige der Schulung bei Labordatensätzen innerhalb eines stationären Aufenthalts verbessert

Version 7.50.033

(veröffentlicht am 18.11.2019)

Verbesserungen

- Einlesen Sensordaten - Verarbeitung von Dexcom G6-Dateien verbessert
- Arztbriefempfänger - Leere Anrede erlauben
- Datensicherung - Automatische Sicherung bei Datenbankupdate verbessert
- Zusammenfassungen - Verfügbare Parameter bei Definition der Zusammenfassungsprofile werden gruppiert dargestellt

Fehlerkorrektur

- Migration DPV 7 - Problem bei der Übernahme von Sensorprofilen behoben
- Eigene Masken - Löschen von Reitern verbessert
- Eigene Masken - Problem beim Anlegen von Feldern mit gleichem Namen behoben
- Eigene Masken - Problem bei der Benennung der Datenbanktabelle behoben
- Export für eigene Auswertungen - Problem bei der Beschreibung der Feldnamen behoben
- Datensicherung - Problem bei der Datensicherung behoben, wenn Pfad der Installation Leerzeichen enthält

Version 7.50.032

(veröffentlicht am 13.11.2019)

Verbesserungen

- Sensordaten - Verbesserungen beim Löschen und Zusammenspielen von Patienten
- Sensordaten - Speicherung der Sensordaten für Zentren mit vielen eingelesenen Profilen optimiert
- Frei wählbare Patientengruppe - Suche nach Patienten mit eingelesenen Sensorprofilen verbessert
- Zusammenfassung - Anzeige der in DPV 6 definierten Profile
- Insulinpumpen - neue Pumpe Medtrum A6 Touchcare