

## Wechsel von DPV zu DPV 7

1. Im bisherigen DPV eine Datensicherung erstellen (Menü: „Datenaustausch → Datensicherung → Daten sichern“).
2. DPV 7 nach Rücksprache mit uns entsprechend installieren. Falls Sie im bisherigen DPV Eigene Masken definiert haben, sollten Sie mit dem Wechsel zu DPV 7 noch warten.
3. Nach der Installation DPV 7 starten:
  - 30-Tage-Testversion auswählen  
(die bisherige DPV-Signatur wird beim Zurückspielen der Datensicherung übernommen - es wird keine separate DPV-Signatur für DPV 7 benötigt)
  - Einen neuen Benutzer erstellen und sich mit diesem Benutzer anmelden  
(dieser Benutzer wird später mit den in der Datensicherung enthaltenen Benutzern überschrieben)
4. Im DPV-Hauptbildschirm die Datensicherung aus dem bisherigen DPV zurückspielen (Menü: „Datenaustausch → Datensicherung → Daten zurückspielen“).

Die Datensicherung enthält:

  - Alle eingegebenen Patientendaten
  - Die Signatur und alle Benutzereinstellungen
  - Alle Vorlagen für den Word-Arztbrief (bitte kontaktieren Sie uns, falls Sie im bisherigen DPV den integrierten Arztbrief verwendet haben – der entsprechende Briefkopf kann nicht übernommen werden)
5. Je nach Datenmenge kann das Zurückspielen einer Datensicherung aus dem bisherigen DPV einige Zeit dauern – vor allem, wenn im bisherigen DPV viele Sensorprofile eingelesen wurden. Sobald die Datensicherung zurückgespielt wurde zeigt DPV die Meldung „Alte Daten wurden zurückgespielt. DPV wird nun beendet.“ an.
6. Nach dem Einspielen der Datensicherung kann direkt mit DPV 7 gearbeitet werden. Eine erneute Installation der aktuellen Version, um die Datenbank der Datensicherung auf den aktuellen Stand zu bringen, ist bei DPV 7 nicht mehr notwendig.
7. Nach dem Wechsel zu DPV 7 muss der Zugang zum bisherigen DPV deaktiviert werden, damit nicht aus Versehen weiterhin mit dem bisherigen DPV gearbeitet wird.