

Liebe APV-Anwender,

Mitten im Sommer möchte sich die Ulmer APV-Gruppe wieder bei Ihnen melden und auf die bevorstehende Deadline für die Übermittlung der anonymisierten APV-Daten erinnern, es ist der 31. August.

Der Termin für das nächste APV-Anwendertreffen steht nun ebenfalls fest, wir treffen uns in Stuttgart während des DAG-Kongresses am Freitag den 5. Oktober von 13 Uhr bis 15:30. Wir würden uns freuen wenn Sie kommen, nicht nur zum Anwendertreffen sondern zum gesamten DAG-Kongress.

Und trotz Sommer und Sonne wird APV kontinuierlich weiterentwickelt: Aktuell ist die Version 4.62. Frau Ranz hat die aktuellen Änderungen in einem Dokument zusammengestellt, das wir Ihnen als Anhang mitsenden. Sie sehen also, es lohnt sich die neue Version zu installieren.

Wenn Sie noch Fragen und Ideen rund um APV haben, melden Sie sich einfach bei uns.

Für heute herzliche Grüße und schöne Sommertage

R. Holl - R. Ranz - A. Hungele – K. und E. Molz - M. Grabert

Der August

Nun hebt das Jahr die Sense hoch
und mäht die Sommertage wie ein Bauer.
Wer sät, muß mähen.
Und wer mäht, muß säen.
Nichts bleibt, mein Herz. Und alles ist von Dauer.

Stockrosen stehen hinterm Zaun
in ihren alten, brüchigseidnen Trachten.
Die Sonnenblumen, üppig, blond und braun,
mit Schleiern vorm Gesicht, schau'n aus wie Frau'n,
die eine Reise in die Hauptstadt machten.

Wann reisten sie? Bei Tage kaum.
Stets leuchteten sie golden am Stakete.
Wann reisten sie? Vielleicht im Traum?
Nachts, als der Duft vom Lindenbaum
an ihnen abschiedssüß vorüberwehte?

In Büchern liest man groß und breit,
selbst das Unendliche sei nicht unendlich.
Man dreht und wendet Raum und Zeit.
Man ist gescheiter als gescheit, -
das Unverständliche bleibt unverständlich.

Ein Erntewagen schwankt durchs Feld.

Im Garten riecht's nach Minze und Kamille.
Man sieht die Hitze. Und man hört die Stille.
Wie klein ist heut die ganze Welt!
Wie groß und grenzenlos ist die Idylle ...

Nichts bleibt, mein Herz. Bals sagt der Tag Gutnacht.
Sternschnuppen fallen dann, silbern und sacht,
ins Irgendwo, wie Tränen ohne Trauer.
Dann wünsche Deinen Wunsch, doch gib gut acht!
Nichts bleibt, mein Herz. Und alles ist von Dauer.

(Erich Kästner)

Prof. Reinhard Holl
Uni Ulm, Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie
Unterrichtsabteilung am ZIBMT / AG computergestützte Qualitätssicherung in der Medizin

Tel: 0731-502-5314 oder 502-5316 (technischer Support, A. Hungele, R. Ranz., Grabert)
FAX: 0731-502-5309, e-mail: reinhard.holl (at) uni-ulm.de

Sekretariat: Frau Hösch, Tel 0731-502-5313, e-mail: julia.hoesch (at) uni-ulm.de

Prof. Dr. med. Reinhard Holl
FA für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Kinder-Endokrinologie und Diabetologie

Unterrichtsabteilung am ZIBMT, AG Computergestütztes Qualitätsmanagement in der Medizin
Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie, Universität Ulm

medizinische Studien, biomedizinische Statistik, med. Qualitätssicherung

Albert-Einstein-Allee 41, D-89081 Ulm. Tel: 0731-502-5314 (kein AB) Mobil (falls nicht erreichbar und eilig: 0171-3869567) FAX: 0731-502-5309

Sekretariat: Frau Julia Hösch, Tel 0731-502-5313

BMBF-Kompetenznetze Diabetes und Adipositas: Frau PD Dr. Marion Flechtner-Mors, Frau Nicole Scheuing, Frau Dr. Dipl.biol. Wendy Awa, MPH, Frau Dok. K. Molz, Frau Dok. E. Molz, Herr Dr. M. Grabert

Medizin-Lehre: Frau Dr. med. Ebert, Frau Dr. med. Gläser, Tel: 0731-502-5353

Programmentwicklung med. Doku-Software: Dipl.Dok. Andreas Hungele, Dr. Matthias Grabert, Dok. Ramona Ranz (Tel: 0731-502-5316)

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

=====

Neu in APV v4.62 (14.08.2012):

neue/geänderte Funktionen:

- Verlauf/Therapie:
bei der Definition der Schulungsprogramme kann der Schulungszeitraum auch in Wochen angegeben werden

=====

Neu in APV v4.61 (20.07.2012):

neue/geänderte Funktionen:

- HL7-Importschnittstelle:
systolischer und diastolischer Blutdruck, Taillenumfang und Hüftumfang können aus HL7-Dateien übernommen werden
- Speicherplatzabfrage:
bei zu wenig Speicherplatz auf dem Installationslaufwerk wird bei Programmstart eine Warnung angezeigt.
Die Anzeige des noch verfügbaren Speicherplatzes kann auch über "Hilfe -> Systeminformation" erfolgen

Fehlerbereinigung:

- Arztbrief:
bei Doppelklick auf einen Patienten wird der ausgewählte Untersuchungstermin in die Druckliste übernommen

=====

Neu in APV v4.60 (17.07.2012):

neue/geänderte Funktionen:

- Verlaufsgrafiken:
Änderung des Standardgrafikprofils möglich
- Verlauf/Therapie:
bei der Eingabe der Einheiten eines Schulungsprogramms werden die anteiligen Schulungseinheiten zu diesem Termin berechnet.
- BDT-Importschnittstelle:
nicht zuzuordnende Laborparameter werden in Zusatzbefunde geschrieben
- Aktualisierung Handbuch

=====
Neu in APV v4.56 (02.07.2012):

neue/geänderte Funktionen:

- HL7-Importschnittstelle
der behandelnde Arzt kann aus HL7-Dateien übernommen
werden

Fehlerbereinigung:

- HTTP-Upload des anonymisierten Exports ist wieder
möglich

=====
Neu in APV v4.55 (20.06.2012):

neue/geänderte Funktionen:

- Systemeinstellungen / Sonstiges:
Pfadangabe für Datensicherungen
- Optimierung der Importschnittstelle
Größe und Gewicht können aus HL7-Dateien übernommen
werden

=====
Neu in APV v4.54 (14.06.2012):

neue/geänderte Funktionen:

- Verlauf:
neue Felder 'Hodenvolumen' und 'Puls'
- Verlauf:
Umbenennung von 'Größe' in 'Höhe' und vor dem zweiten
Lebensjahr in 'Länge'

=====
Neu in APV v4.53 (05.06.2012):

neue/geänderte Funktionen:

- Stammdaten:
neues Feld 'Handynummer'
- Stammdaten / Anamnese & Ärzte:
neue Felder 'Normalwerte gelten' und 'Grad der
Behinderung'
- Stammdaten / Familie:
neues Freitextfeld

- Ärzte:
Aufsplittung des Feldes Anrede in Anrede und Titel

Fehlerbereinigung:

- Fehler beim Update behoben

=====
Neu in APV v4.52 (07.05.2012):

neue/geänderte Funktionen:

- Optimierung Import

=====
Neu in APV v4.51 (26.04.2012):

Fehlerbereinigung:

- fehlerhafte Beschriftung von Laborparametern korrigiert

=====
Neu in APV v4.50 (02.04.2012):

neue/geänderte Funktionen:

- Importschnittstelle BDT:
über Datenaustausch->BDT/KIS-Import können Daten aus
BDT-Dateien in APV importiert werden.
detaillierte Import-Beschreibung unter:
[http://buster.zibmt.uni-
ulm.de/apv/dateien/bdt_import.pdf](http://buster.zibmt.uni-ulm.de/apv/dateien/bdt_import.pdf)
- Aktualisierung Handbuch

=====
Neu in APV v4.46 (07.03.2012):

neue/geänderte Funktionen:

- Importschnittstelle HL7:
über Datenaustausch->HL7-Import können Daten aus KIS in
APV importiert werden.
exakte Import-Beschreibung unter:
[http://buster.zibmt.uni-
ulm.de/apv/dateien/hl7_import.pdf](http://buster.zibmt.uni-ulm.de/apv/dateien/hl7_import.pdf)

Fehlerbereinigung:

- Fehlermeldung bei Hilfevideo Update abgefangen

- Neuanlegen Patient:
Eingabe aktueller Status

=====
Neu in APV v4.45 (15.02.2012):

neue/geänderte Funktionen:

- Felder können über Kontextmenü in Hintergrund gesetzt werden.
Diese Felder werden bei der Tab-Reihenfolge nicht mehr berücksichtigt. Es können dennoch Werte eingetragen werden und diese Felder erscheinen weiterhin im Arztbrief.
- Unter Systemmenü->Systemeinstellungen->Referenztabellen können zwei vordefinierte Profile (AGA-Leitlinien, APV-Benchmarking) für in Hintergrund zu setzende Felder ausgewählt werden
- Hintergrundfarbe der Eingabemasken geändert, um in den Hintergrund gesetzte Felder besser abzugrenzen
- Frei wählbare Patientengruppe:
neues Merkmal: TSH
- Neue Merkmale bei den Elterndaten:
Hyperurikämie des Vaters und der Mutter
- Lebersonographie:
 - > Umbenennung in Abdomensonographie
 - > neues Merkmal: Untersuchung der Ovarien

Fehlerbereinigung:

- Optimierung Eingabe Fitnesstests
- Optimierung E-Mail-Versand Fehlerprotokoll
- Übernahme des individuell erstellten Briekopfs für integrierte Arztbriefe
- Fehler bei fehlender Standardgrafikvorlage beseitigt