


## Anonymisierter Datenexport


Um einen anonymisierten Datenexport durchzuführen, wählen Sie bitte aus dem Menü „Datenaustausch“ den Punkt „Anonymisierter Datenexport“.



Wählen Sie nun ein Verzeichnis aus (darf auch anderes sein, als angegeben).

**TIPP:**

*Wählen Sie für den Anonymisierten Export ein Verzeichnis, das Sie leicht wiederfinden, z. B. Ihren Desktop oder "Eigene Dateien".*



Bitte senden Sie das erstellte ZIP-Archiv per E-Mail nach Ulm ([reinhard.holl@uni-ulm.de](mailto:reinhard.holl@uni-ulm.de)) oder laden es auf unserer Homepage hoch ([http://buster.zibmt.uni-ulm.de/qsupload\\_apv/](http://buster.zibmt.uni-ulm.de/qsupload_apv/)).

APV bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, die Daten automatisch nach Erstellen der Zip-Datei nach Ulm zu senden. Dafür ist eine direkte Verbindung über das Internet erforderlich. Aktivieren Sie dafür die Checkbox „Dateien nach anonymisierten Export direkt nach Ulm schicken“. Danach klicken Sie auf „Einstellungen für die Datenübermittlung“ und geben die entsprechenden Daten Ihres E-Mail-Accounts ein. Falls Sie einen Proxy verwenden, können Sie diesen ebenfalls hier einstellen. Haben Sie nur die Checkbox aktiviert, aber keine Einstellungen eingegeben, werden Sie nach der Erstellung der Zip-Datei dazu aufgefordert, ihre E-Mail-Adresse einzugeben.

## APV – Anonymisierter Datenexport

Wenn der Datenexport nach Ulm erfolgreich war, erhalten Sie dann von uns eine automatisch generierte Antwortmail an diese E-Mail-Adresse.

Der Dateiname wird von APV automatisch erzeugt und setzt sich aus Ihrer Signatur sowie dem aktuellen Tagesdatum zusammen. Er hat den folgenden Aufbau:

„ANOAPV\_“

+ <Ihre Signatur>

+ „\_“

+ Tagesdatum in der Schreibweise „JJJMMTT“

+ „.zip“

**Beispiel:** Nehmen wir an, ein Benutzer „Norbert“ an einer Ulmer Klinik mit der Signatur „9-Ulm“ hat am 08.09.2005 einen anonymen Export in das „apv“-Unterverzeichnis seiner „Eigenen Dateien“ veranlasst. In diesem Fall wäre der Name der Exportdatei

**„ANOAPV\_9-Ulm\_20050908.zip“**

Wenn Sie *am selben Tag* bereits einen Export in das gewählte Verzeichnis veranlasst haben, wird die vorhandene Exportdatei automatisch ersetzt.