
TABELLE MISCHINS

PAT_NR

PATIENTENIDENTIFIKATIONSNUMMER

Beispiel:

1
51
125

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Fremdschlüssel!

AUF_DAT

AUFNAHMEDATUM DES PATIENTEN

Beispiel:

12.11.2007
06.03.2008
10.12.2008

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: Datum → tt/mm/jjjj

NAME

NACHNAME DES PATIENTEN

Beispiel:

Müller
Mayer
Steck

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: alphanumerisch → max. 30 Zeichen

VORNAME

VORNAME DES PATIENTEN

Beispiel:

Hugo

Eva

Egon

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: alphanumerisch → max. 30 Zeichen

EKORRFAKT

MISCHINSULIN - KORREKTURFAKTOR

Allgemeine Information:

Korrekturfaktor der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

BIMORGENS

MISCHINSULIN -INSULINDOSIS MORGENS

Allgemeine Information:

Insulindosis der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

BIMITTAGS

MISCHINSULIN -INSULINDOSIS MITTAGS

Allgemeine Information:

Insulindosis der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

BIABENDS

MISCHINSULIN -INSULINDOSIS ABENDS

Allgemeine Information:
Insulindosis der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

BISPAET

MISCHINSULIN -INSULINDOSIS SPÄT

Allgemeine Information:
Insulindosis der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

BKORRFAKT

MISCHINSULIN -KORREKTURFAKTOR

Allgemeine Information:
Korrekturfaktor der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

EIMORGENS

MISCHINSULIN - INSULINDOSIS MORGENS

Allgemeine Information:
Insulindosis der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

EIMITTAGS

MISCHINSULIN - INSULINDOSIS MITTAGS

Allgemeine Information:
Insulindosis der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

EIABENDS

MISCHINSULIN - INSULINDOSIS ABENDS

Allgemeine Information:
Insulindosis der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

EISPAET

MISCHINSULIN - INSULINDOSIS SPÄT

Allgemeine Information:
Insulindosis der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

SIGNATUR

SIGNATUR DER INSTITUTION

Die Zuweisung des Wertes erfolgt durch das Programm.

Datentyp: alphanumerisch → max. 4 Zeichen

B_BE07

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE MORGENS

Allgemeine Information:
Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

B_BE09

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE ERSTE ZWISCHENMAHLZEIT

Allgemeine Information:
Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

B_BE10

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE ZWEITE ZWISCHENMAHLZEIT

Allgemeine Information:

Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

B_BE12

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE MITTAGS

Allgemeine Information:

Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

B_BE15

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE DRITTE ZWISCHENMAHLZEIT

Allgemeine Information:

Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

B_BE18

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE ABENDS

Allgemeine Information:

Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

B_BE20

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE SPÄT

Allgemeine Information:

Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

B_GES_KAL

MISCHINSULIN - GESAMTKALORIEN

Allgemeine Information:
Gesamtkalorien der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

B_GES_BE

MISCHINSULIN - GESAMT KOHLENHYDRATEINHEITEN

Allgemeine Information:
Gesamt Kohlenhydrateinheiten der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

E_BE07

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE MORGENS

Allgemeine Information:
Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

E_BE09

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE ERSTE ZWISCHENMAHLZEIT

Allgemeine Information:
Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

E_BE10

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE ZWEITE ZWISCHENMAHLZEIT

Allgemeine Information:
Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

E_BE12

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE MITTAGS

Allgemeine Information:

Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

E_BE15

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE DRITTE ZWISCHENMAHLZEIT

Allgemeine Information:

Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

E_BE18

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE ABENDS

Allgemeine Information:

Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

E_BE20

MISCHINSULIN - VERTEILUNG DER KE SPÄT

Allgemeine Information:

Verteilung der Kohlenhydrateinheiten der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

E_GES_KAL

MISCHINSULIN - GESAMTKALORIEN

Allgemeine Information:

Gesamtkalorien der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

E_GES_BE

MISCHINSULIN - GESAMT KOHLENHYDRATEINHEITEN

Allgemeine Information:

Gesamt Kohlenhydrateinheiten der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → eine Nachkommastelle

BMMORGENS

MISCHINSULIN - INSULINART MORGENS

Allgemeine Information:

Insulinart der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

- 1 = (kein Eintrag)
- 2 = Insulin Actrapid HM
- 3 = Insulin Velasulin Human (ge)
- 4 = Insulin Actraphane HM 10/90 (ge)
- 5 = Insulin Actraphane HM 20/80 (ge)
- 6 = Insulin Actraphane HM 30/70 (ge)
- 7 = Insulin Mixtard 30/70 Human (ge)
- 8 = Insulin Actraphane HM 40/60 (ge)
- 9 = Insulin Actraphane HM 50/50 (ge)
- 10 = Insulin Protaphan HM (ge)
- 11 = Insulin Insulatard Human (ge)
- 12 = Berlinsulin H Normal
- 13 = Berlinsulin H 10/90
- 14 = Berlinsulin H 20/80
- 15 = Berlinsulin H 30/70
- 16 = Berlinsulin H 40/60
- 17 = Berlinsulin H 50/50
- 18 = Berlinsulin H Basal
- 19 = H-Insulin Hoechst
- 20 = Depot-H 15 Insulin Hoechst
- 21 = Depot-H-Insulin Hoechst
- 22 = Komb-H-Insulin Hoechst
- 23 = Basal-H-Insulin Hoechst
- 24 = Huminsulin Normal Lilly
- 25 = Huminsulin Profil I Lilly
- 26 = Huminsulin Profil II Lilly
- 27 = Huminsulin Profil III Lilly
- 28 = Huminsulin Profil IV Lilly
- 29 = Huminsulin Profil V Lilly
- 30 = Huminsulin Basal (NPH)
- 31 = Insulin Monotard HM (ge)
- 32 = Huminsulin Long 100
- 33 = Insulin Ultratard HM (ge)

- 34 = Huminsulin Ultralong 100
- 35 = Insulin Velasulin MC (Schwein)
- 36 = Insulin Mixtard 30/70 MC (Schwein)
- 37 = Insulin Insulatard MC (Schwein)
- 38 = Insulin Semilente MC (Schwein)
- 39 = Insulin Lente MC (Schwein)
- 40 = B-Insulin S Berlin-Chemie
- 41 = L-Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
- 42 = B-Insulin S.C. Berlin-Chemie
- 43 = Insulin S Berlin-Chemie
- 44 = Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
- 45 = Insulin-S-Hoechst
- 46 = Depot-Insulin S Hoechst (Schwein)
- 47 = Komb-Insulin S Hoechst
- 48 = Depot-Insulin Hoechst (Rind- Surfen)
- 49 = Insulin Hoechst (Rind)
- 50 = Komb-Insulin (Rind)
- 51 = Insuman Rapid Hoechst
- 52 = Insuman Comb 15 Hoechst
- 53 = Insuman Comb 25 Hoechst
- 54 = Insuman Comb 50 Hoechst
- 55 = Insuman Basal
- 56 = Humalog
- 57 = Humalog Mix 50
- 58 = Humalog Mix 25
- 59 = NovoRapid
- 60 = Lantus
- 61 = Insulin B.Braun ratiopharm Comb 30/70
- 62 = Insulin B.Braun ratiopharm Rapid
- 63 = Insulin B.Braun ratiopharm Basal

BMMITTAGS

MISCHINSULIN - INSULINART MITTAGS

Allgemeine Information:
Insulinart der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

- 1 = (kein Eintrag)
- 2 = Insulin Actrapid HM
- 3 = Insulin Velasulin Human (ge)
- 4 = Insulin Actraphane HM 10/90 (ge)
- 5 = Insulin Actraphane HM 20/80 (ge)
- 6 = Insulin Actraphane HM 30/70 (ge)
- 7 = Insulin Mixtard 30/70 Human (ge)
- 8 = Insulin Actraphane HM 40/60 (ge)
- 9 = Insulin Actraphane HM 50/50 (ge)
- 10 = Insulin Protaphan HM (ge)
- 11 = Insulin Insulatard Human (ge)
- 12 = Berlinsulin H Normal

- 13 = Berlinsulin H 10/90
- 14 = Berlinsulin H 20/80
- 15 = Berlinsulin H 30/70
- 16 = Berlinsulin H 40/60
- 17 = Berlinsulin H 50/50
- 18 = Berlinsulin H Basal
- 19 = H-Insulin Hoechst
- 20 = Depot-H 15 Insulin Hoechst
- 21 = Depot-H-Insulin Hoechst
- 22 = Komb-H-Insulin Hoechst
- 23 = Basal-H-Insulin Hoechst
- 24 = Huminsulin Normal Lilly
- 25 = Huminsulin Profil I Lilly
- 26 = Huminsulin Profil II Lilly
- 27 = Huminsulin Profil III Lilly
- 28 = Huminsulin Profil IV Lilly
- 29 = Huminsulin Profil V Lilly
- 30 = Huminsulin Basal (NPH)
- 31 = Insulin Monotard HM (ge)
- 32 = Huminsulin Long 100
- 33 = Insulin Ultratard HM (ge)
- 34 = Huminsulin Ultralong 100
- 35 = Insulin Velasulin MC (Schwein)
- 36 = Insulin Mixtard 30/70 MC (Schwein)
- 37 = Insulin Insulatard MC (Schwein)
- 38 = Insulin Semilente MC (Schwein)
- 39 = Insulin Lente MC (Schwein)
- 40 = B-Insulin S Berlin-Chemie
- 41 = L-Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
- 42 = B-Insulin S.C. Berlin-Chemie
- 43 = Insulin S Berlin-Chemie
- 44 = Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
- 45 = Insulin-S-Hoechst
- 46 = Depot-Insulin S Hoechst (Schwein)
- 47 = Komb-Insulin S Hoechst
- 48 = Depot-Insulin Hoechst (Rind- Surfen)
- 49 = Insulin Hoechst (Rind)
- 50 = Komb-Insulin (Rind)
- 51 = Insuman Rapid Hoechst
- 52 = Insuman Comb 15 Hoechst
- 53 = Insuman Comb 25 Hoechst
- 54 = Insuman Comb 50 Hoechst
- 55 = Insuman Basal
- 56 = Humalog
- 57 = Humalog Mix 50
- 58 = Humalog Mix 25
- 59 = NovoRapid
- 60 = Lantus
- 61 = Insulin B.Braun ratiopharm Comb 30/70
- 62 = Insulin B.Braun ratiopharm Rapid
- 63 = Insulin B.Braun ratiopharm Basal

BMABENDS

MISCHINSULIN - INSULINART ABENDS

Allgemeine Information:

Insulinart der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

- 1 = (kein Eintrag)
- 2 = Insulin Actrapid HM
- 3 = Insulin Velasulin Human (ge)
- 4 = Insulin Actraphane HM 10/90 (ge)
- 5 = Insulin Actraphane HM 20/80 (ge)
- 6 = Insulin Actraphane HM 30/70 (ge)
- 7 = Insulin Mixtard 30/70 Human (ge)
- 8 = Insulin Actraphane HM 40/60 (ge)
- 9 = Insulin Actraphane HM 50/50 (ge)
- 10 = Insulin Protaphan HM (ge)
- 11 = Insulin Insulatard Human (ge)
- 12 = Berlinsulin H Normal
- 13 = Berlinsulin H 10/90
- 14 = Berlinsulin H 20/80
- 15 = Berlinsulin H 30/70
- 16 = Berlinsulin H 40/60
- 17 = Berlinsulin H 50/50
- 18 = Berlinsulin H Basal
- 19 = H-Insulin Hoechst
- 20 = Depot-H 15 Insulin Hoechst
- 21 = Depot-H-Insulin Hoechst
- 22 = Komb-H-Insulin Hoechst
- 23 = Basal-H-Insulin Hoechst
- 24 = Huminsulin Normal Lilly
- 25 = Huminsulin Profil I Lilly
- 26 = Huminsulin Profil II Lilly
- 27 = Huminsulin Profil III Lilly
- 28 = Huminsulin Profil IV Lilly
- 29 = Huminsulin Profil V Lilly
- 30 = Huminsulin Basal (NPH)
- 31 = Insulin Monotard HM (ge)
- 32 = Huminsulin Long 100
- 33 = Insulin Ultratard HM (ge)
- 34 = Huminsulin Ultralong 100
- 35 = Insulin Velasulin MC (Schwein)
- 36 = Insulin Mixtard 30/70 MC (Schwein)
- 37 = Insulin Insulatard MC (Schwein)
- 38 = Insulin Semilente MC (Schwein)
- 39 = Insulin Lente MC (Schwein)
- 40 = B-Insulin S Berlin-Chemie
- 41 = L-Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
- 42 = B-Insulin S.C. Berlin-Chemie
- 43 = Insulin S Berlin-Chemie
- 44 = Insulin S.N.C. Berlin-Chemie

- 45 = Insulin-S-Hoechst
- 46 = Depot-Insulin S Hoechst (Schwein)
- 47 = Komb-Insulin S Hoechst
- 48 = Depot-Insulin Hoechst (Rind- Surfen)
- 49 = Insulin Hoechst (Rind)
- 50 = Komb-Insulin (Rind)
- 51 = Insuman Rapid Hoechst
- 52 = Insuman Comb 15 Hoechst
- 53 = Insuman Comb 25 Hoechst
- 54 = Insuman Comb 50 Hoechst
- 55 = Insuman Basal
- 56 = Humalog
- 57 = Humalog Mix 50
- 58 = Humalog Mix 25
- 59 = NovoRapid
- 60 = Lantus
- 61 = Insulin B.Braun ratiopharm Comb 30/70
- 62 = Insulin B.Braun ratiopharm Rapid
- 63 = Insulin B.Braun ratiopharm Basal

BMSPAET

MISCHINSULIN - INSULINART SPÄT

Allgemeine Information:
Insulinart der bisherigen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

- 1 = (kein Eintrag)
- 2 = Insulin Actrapid HM
- 3 = Insulin Velasulin Human (ge)
- 4 = Insulin Actraphane HM 10/90 (ge)
- 5 = Insulin Actraphane HM 20/80 (ge)
- 6 = Insulin Actraphane HM 30/70 (ge)
- 7 = Insulin Mixtard 30/70 Human (ge)
- 8 = Insulin Actraphane HM 40/60 (ge)
- 9 = Insulin Actraphane HM 50/50 (ge)
- 10 = Insulin Protaphan HM (ge)
- 11 = Insulin Insulatard Human (ge)
- 12 = Berlinsulin H Normal
- 13 = Berlinsulin H 10/90
- 14 = Berlinsulin H 20/80
- 15 = Berlinsulin H 30/70
- 16 = Berlinsulin H 40/60
- 17 = Berlinsulin H 50/50
- 18 = Berlinsulin H Basal
- 19 = H-Insulin Hoechst
- 20 = Depot-H 15 Insulin Hoechst
- 21 = Depot-H-Insulin Hoechst
- 22 = Komb-H-Insulin Hoechst
- 23 = Basal-H-Insulin Hoechst

24 = Huminsulin Normal Lilly
25 = Huminsulin Profil I Lilly
26 = Huminsulin Profil II Lilly
27 = Huminsulin Profil III Lilly
28 = Huminsulin Profil IV Lilly
29 = Huminsulin Profil V Lilly
30 = Huminsulin Basal (NPH)
31 = Insulin Monotard HM (ge)
32 = Huminsulin Long 100
33 = Insulin Ultratard HM (ge)
34 = Huminsulin Ultralong 100
35 = Insulin Velasulin MC (Schwein)
36 = Insulin Mixtard 30/70 MC (Schwein)
37 = Insulin Insulatard MC (Schwein)
38 = Insulin Semilente MC (Schwein)
39 = Insulin Lente MC (Schwein)
40 = B-Insulin S Berlin-Chemie
41 = L-Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
42 = B-Insulin S.C. Berlin-Chemie
43 = Insulin S Berlin-Chemie
44 = Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
45 = Insulin-S-Hoechst
46 = Depot-Insulin S Hoechst (Schwein)
47 = Komb-Insulin S Hoechst
48 = Depot-Insulin Hoechst (Rind- Surfen)
49 = Insulin Hoechst (Rind)
50 = Komb-Insulin (Rind)
51 = Insuman Rapid Hoechst
52 = Insuman Comb 15 Hoechst
53 = Insuman Comb 25 Hoechst
54 = Insuman Comb 50 Hoechst
55 = Insuman Basal
56 = Humalog
57 = Humalog Mix 50
58 = Humalog Mix 25
59 = NovoRapid
60 = Lantus
61 = Insulin B.Braun ratiopharm Comb 30/70
62 = Insulin B.Braun ratiopharm Rapid
63 = Insulin B.Braun ratiopharm Basal

EMMORGENS

MISCHINSULIN - INSULINART MORGENS

Allgemeine Information:
Insulinart der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

- 1 = (kein Eintrag)
- 2 = Insulin Actrapid HM

3 = Insulin Velasulin Human (ge)
4 = Insulin Actraphane HM 10/90 (ge)
5 = Insulin Actraphane HM 20/80 (ge)
6 = Insulin Actraphane HM 30/70 (ge)
7 = Insulin Mixtard 30/70 Human (ge)
8 = Insulin Actraphane HM 40/60 (ge)
9 = Insulin Actraphane HM 50/50 (ge)
10 = Insulin Protaphan HM (ge)
11 = Insulin Insulatard Human (ge)
12 = Berlinsulin H Normal
13 = Berlinsulin H 10/90
14 = Berlinsulin H 20/80
15 = Berlinsulin H 30/70
16 = Berlinsulin H 40/60
17 = Berlinsulin H 50/50
18 = Berlinsulin H Basal
19 = H-Insulin Hoechst
20 = Depot-H 15 Insulin Hoechst
21 = Depot-H-Insulin Hoechst
22 = Komb-H-Insulin Hoechst
23 = Basal-H-Insulin Hoechst
24 = Huminsulin Normal Lilly
25 = Huminsulin Profil I Lilly
26 = Huminsulin Profil II Lilly
27 = Huminsulin Profil III Lilly
28 = Huminsulin Profil IV Lilly
29 = Huminsulin Profil V Lilly
30 = Huminsulin Basal (NPH)
31 = Insulin Monotard HM (ge)
32 = Huminsulin Long 100
33 = Insulin Ultratard HM (ge)
34 = Huminsulin Ultralong 100
35 = Insulin Velasulin MC (Schwein)
36 = Insulin Mixtard 30/70 MC (Schwein)
37 = Insulin Insulatard MC (Schwein)
38 = Insulin Semilente MC (Schwein)
39 = Insulin Lente MC (Schwein)
40 = B-Insulin S Berlin-Chemie
41 = L-Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
42 = B-Insulin S.C. Berlin-Chemie
43 = Insulin S Berlin-Chemie
44 = Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
45 = Insulin-S-Hoechst
46 = Depot-Insulin S Hoechst (Schwein)
47 = Komb-Insulin S Hoechst
48 = Depot-Insulin Hoechst (Rind- Surfen)
49 = Insulin Hoechst (Rind)
50 = Komb-Insulin (Rind)
51 = Insuman Rapid Hoechst
52 = Insuman Comb 15 Hoechst
53 = Insuman Comb 25 Hoechst
54 = Insuman Comb 50 Hoechst
55 = Insuman Basal
56 = Humalog
57 = Humalog Mix 50

- 58 = Humalog Mix 25
- 59 = NovoRapid
- 60 = Lantus
- 61 = Insulin B.Braun ratiopharm Comb 30/70
- 62 = Insulin B.Braun ratiopharm Rapid
- 63 = Insulin B.Braun ratiopharm Basal

EMMITTAGS

MISCHINSULIN - INSULINART MITTAGS

Allgemeine Information:

Insulinart der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

- 1 = (kein Eintrag)
- 2 = Insulin Actrapid HM
- 3 = Insulin Velasulin Human (ge)
- 4 = Insulin Actraphane HM 10/90 (ge)
- 5 = Insulin Actraphane HM 20/80 (ge)
- 6 = Insulin Actraphane HM 30/70 (ge)
- 7 = Insulin Mixtard 30/70 Human (ge)
- 8 = Insulin Actraphane HM 40/60 (ge)
- 9 = Insulin Actraphane HM 50/50 (ge)
- 10 = Insulin Protaphan HM (ge)
- 11 = Insulin Insulatard Human (ge)
- 12 = Berlinsulin H Normal
- 13 = Berlinsulin H 10/90
- 14 = Berlinsulin H 20/80
- 15 = Berlinsulin H 30/70
- 16 = Berlinsulin H 40/60
- 17 = Berlinsulin H 50/50
- 18 = Berlinsulin H Basal
- 19 = H-Insulin Hoechst
- 20 = Depot-H 15 Insulin Hoechst
- 21 = Depot-H-Insulin Hoechst
- 22 = Komb-H-Insulin Hoechst
- 23 = Basal-H-Insulin Hoechst
- 24 = Huminsulin Normal Lilly
- 25 = Huminsulin Profil I Lilly
- 26 = Huminsulin Profil II Lilly
- 27 = Huminsulin Profil III Lilly
- 28 = Huminsulin Profil IV Lilly
- 29 = Huminsulin Profil V Lilly
- 30 = Huminsulin Basal (NPH)
- 31 = Insulin Monotard HM (ge)
- 32 = Huminsulin Long 100
- 33 = Insulin Ultratard HM (ge)
- 34 = Huminsulin Ultralong 100
- 35 = Insulin Velasulin MC (Schwein)
- 36 = Insulin Mixtard 30/70 MC (Schwein)

37 = Insulin Insulatard MC (Schwein)
38 = Insulin Semilente MC (Schwein)
39 = Insulin Lente MC (Schwein)
40 = B-Insulin S Berlin-Chemie
41 = L-Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
42 = B-Insulin S.C. Berlin-Chemie
43 = Insulin S Berlin-Chemie
44 = Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
45 = Insulin-S-Hoechst
46 = Depot-Insulin S Hoechst (Schwein)
47 = Komb-Insulin S Hoechst
48 = Depot-Insulin Hoechst (Rind- Surfen)
49 = Insulin Hoechst (Rind)
50 = Komb-Insulin (Rind)
51 = Insuman Rapid Hoechst
52 = Insuman Comb 15 Hoechst
53 = Insuman Comb 25 Hoechst
54 = Insuman Comb 50 Hoechst
55 = Insuman Basal
56 = Humalog
57 = Humalog Mix 50
58 = Humalog Mix 25
59 = NovoRapid
60 = Lantus
61 = Insulin B.Braun ratiopharm Comb 30/70
62 = Insulin B.Braun ratiopharm Rapid
63 = Insulin B.Braun ratiopharm Basal

EMABENDS

MISCHINSULIN - INSULINART ABENDS

Allgemeine Information:

Insulinart der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

- 1 = (kein Eintrag)
- 2 = Insulin Actrapid HM
- 3 = Insulin Velasulin Human (ge)
- 4 = Insulin Actraphane HM 10/90 (ge)
- 5 = Insulin Actraphane HM 20/80 (ge)
- 6 = Insulin Actraphane HM 30/70 (ge)
- 7 = Insulin Mixtard 30/70 Human (ge)
- 8 = Insulin Actraphane HM 40/60 (ge)
- 9 = Insulin Actraphane HM 50/50 (ge)
- 10 = Insulin Protaphan HM (ge)
- 11 = Insulin Insulatard Human (ge)
- 12 = Berlinsulin H Normal
- 13 = Berlinsulin H 10/90
- 14 = Berlinsulin H 20/80
- 15 = Berlinsulin H 30/70

- 16 = Berlinsulin H 40/60
- 17 = Berlinsulin H 50/50
- 18 = Berlinsulin H Basal
- 19 = H-Insulin Hoechst
- 20 = Depot-H 15 Insulin Hoechst
- 21 = Depot-H-Insulin Hoechst
- 22 = Komb-H-Insulin Hoechst
- 23 = Basal-H-Insulin Hoechst
- 24 = Huminsulin Normal Lilly
- 25 = Huminsulin Profil I Lilly
- 26 = Huminsulin Profil II Lilly
- 27 = Huminsulin Profil III Lilly
- 28 = Huminsulin Profil IV Lilly
- 29 = Huminsulin Profil V Lilly
- 30 = Huminsulin Basal (NPH)
- 31 = Insulin Monotard HM (ge)
- 32 = Huminsulin Long 100
- 33 = Insulin Ultratard HM (ge)
- 34 = Huminsulin Ultralong 100
- 35 = Insulin Velasulin MC (Schwein)
- 36 = Insulin Mixtard 30/70 MC (Schwein)
- 37 = Insulin Insulatard MC (Schwein)
- 38 = Insulin Semilente MC (Schwein)
- 39 = Insulin Lente MC (Schwein)
- 40 = B-Insulin S Berlin-Chemie
- 41 = L-Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
- 42 = B-Insulin S.C. Berlin-Chemie
- 43 = Insulin S Berlin-Chemie
- 44 = Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
- 45 = Insulin-S-Hoechst
- 46 = Depot-Insulin S Hoechst (Schwein)
- 47 = Komb-Insulin S Hoechst
- 48 = Depot-Insulin Hoechst (Rind- Surfen)
- 49 = Insulin Hoechst (Rind)
- 50 = Komb-Insulin (Rind)
- 51 = Insuman Rapid Hoechst
- 52 = Insuman Comb 15 Hoechst
- 53 = Insuman Comb 25 Hoechst
- 54 = Insuman Comb 50 Hoechst
- 55 = Insuman Basal
- 56 = Humalog
- 57 = Humalog Mix 50
- 58 = Humalog Mix 25
- 59 = NovoRapid
- 60 = Lantus
- 61 = Insulin B.Braun ratiopharm Comb 30/70
- 62 = Insulin B.Braun ratiopharm Rapid
- 63 = Insulin B.Braun ratiopharm Basal

EMSPAET

MISCHINSULIN - INSULINART SPÄT

Allgemeine Information:

Insulinart der empfohlenen Therapie

Datentyp: numerisch → keine Nachkommastellen

Der Benutzer kann aus den folgenden Vorgaben wählen:

- 1 = (kein Eintrag)
- 2 = Insulin Actrapid HM
- 3 = Insulin Velasulin Human (ge)
- 4 = Insulin Actraphane HM 10/90 (ge)
- 5 = Insulin Actraphane HM 20/80 (ge)
- 6 = Insulin Actraphane HM 30/70 (ge)
- 7 = Insulin Mixtard 30/70 Human (ge)
- 8 = Insulin Actraphane HM 40/60 (ge)
- 9 = Insulin Actraphane HM 50/50 (ge)
- 10 = Insulin Protaphan HM (ge)
- 11 = Insulin Insulatard Human (ge)
- 12 = Berlinsulin H Normal
- 13 = Berlinsulin H 10/90
- 14 = Berlinsulin H 20/80
- 15 = Berlinsulin H 30/70
- 16 = Berlinsulin H 40/60
- 17 = Berlinsulin H 50/50
- 18 = Berlinsulin H Basal
- 19 = H-Insulin Hoechst
- 20 = Depot-H 15 Insulin Hoechst
- 21 = Depot-H-Insulin Hoechst
- 22 = Komb-H-Insulin Hoechst
- 23 = Basal-H-Insulin Hoechst
- 24 = Huminsulin Normal Lilly
- 25 = Huminsulin Profil I Lilly
- 26 = Huminsulin Profil II Lilly
- 27 = Huminsulin Profil III Lilly
- 28 = Huminsulin Profil IV Lilly
- 29 = Huminsulin Profil V Lilly
- 30 = Huminsulin Basal (NPH)
- 31 = Insulin Monotard HM (ge)
- 32 = Huminsulin Long 100
- 33 = Insulin Ultratard HM (ge)
- 34 = Huminsulin Ultralong 100
- 35 = Insulin Velasulin MC (Schwein)
- 36 = Insulin Mixtard 30/70 MC (Schwein)
- 37 = Insulin Insulatard MC (Schwein)
- 38 = Insulin Semilente MC (Schwein)
- 39 = Insulin Lente MC (Schwein)
- 40 = B-Insulin S Berlin-Chemie
- 41 = L-Insulin S.N.C. Berlin-Chemie
- 42 = B-Insulin S.C. Berlin-Chemie
- 43 = Insulin S Berlin-Chemie
- 44 = Insulin S.N.C. Berlin-Chemie

45 = Insulin-S-Hoechst
46 = Depot-Insulin S Hoechst (Schwein)
47 = Komb-Insulin S Hoechst
48 = Depot-Insulin Hoechst (Rind- Surfen)
49 = Insulin Hoechst (Rind)
50 = Komb-Insulin (Rind)
51 = Insuman Rapid Hoechst
52 = Insuman Comb 15 Hoechst
53 = Insuman Comb 25 Hoechst
54 = Insuman Comb 50 Hoechst
55 = Insuman Basal
56 = Humalog
57 = Humalog Mix 50
58 = Humalog Mix 25
59 = NovoRapid
60 = Lantus
61 = Insulin B.Braun ratiopharm Comb 30/70
62 = Insulin B.Braun ratiopharm Rapid
63 = Insulin B.Braun ratiopharm Basal

EMTH_PEN

PEN

Allgemeine Information:
Pen der empfohlenen Therapie

Datentyp: alphanumerisch → max. 1 Zeichen

BISH_PEN

PEN

Allgemeine Information:
Pen der bisherigen Therapie

Datentyp: alphanumerisch → max. 1 Zeichen